



|                        |           |                        |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Costruttore            | Costrut.  | Sartorius              |
| Numero di modello      | Modello   | MCA6202S-2S00-0        |
| Numero di serie        | N° ser.   | 0037302471             |
| Versione del pacchetto | Pacchetto | 09-03-09.01.07 CN:1CBD |
| Versione QAPP          | QAPP      | 2.0.0                  |
| Nome dell'attività     | Attività  | Test Leopharma         |
| ID 1 apparecchio       | ID 1      | LEOPHARMA              |
| ID 2 apparecchio       | ID 2      | REP. PACKAGING         |
| ID 3 apparecchio       | ID 3      | LINEA XX               |

Iniziale:

|                        |          |                       |   |
|------------------------|----------|-----------------------|---|
| Batch No.              | LOTTO    | test-TO 1 e 2         |   |
| ID prodotto            | ID prod. | LOCOBASE-REPAIR 100 g |   |
| Controllo              | Contr.   | Non distruttivo       |   |
| Tipo di prodotto       | Tipo     | Solido                |   |
| Controllare secondo    | Contr.   | Definito dall'utente  |   |
| Quantità nominale      | Qnt.nom. | 100.000000            | g |
| Numero di campioni     | nDef     | 9                     |   |
| Peso della tara        | PesoTara | 28.4                  | g |
| Tolleranza inferiore 2 | TU 2     | 93.0000000            | g |
| Tolleranza inferiore 1 | TU 1     | 94.0000000            | g |
| Tolleranza inferiore   | TU       | 95.0000000            | g |
| Tolleranza superiore   | TO       | 102.000000            | g |
| Tolleranza superiore 1 | TO 1     | 103.000000            | g |
| Tolleranza superiore 2 | TO 2     | 104.000000            | g |

Componenti:

|                     |        |        |        |   |
|---------------------|--------|--------|--------|---|
| Numero del campione | n      | 1      |        |   |
| Canale:             | CANALE | test-1 |        |   |
| Net2                | N2     |        | +99.98 | g |
| Controllo           | Check  | OK     |        |   |
| Numero del campione | n      | 2      |        |   |
| Canale:             | CANALE | test-2 |        |   |
| Net2                | N2     |        | +99.98 | g |
| Controllo           | Check  | OK     |        |   |
| Numero del campione | n      | 3      |        |   |
| Canale:             | CANALE | test-3 |        |   |
| Net2                | N2     |        | +99.99 | g |
| Controllo           | Check  | OK     |        |   |
| Numero del campione | n      | 4      |        |   |
| Canale:             | CANALE | test-4 |        |   |
| Net2                | N2     |        | +99.98 | g |
| Controllo           | Check  | OK     |        |   |



|                     |        |        |         |   |
|---------------------|--------|--------|---------|---|
| Numero del campione | n      | 5      |         |   |
| Canale:             | CANALE | test-5 |         |   |
| Net2                | N2     |        | +99.99  | g |
| Controllo           | Check  | OK     |         |   |
| Numero del campione | n      | 6      |         |   |
| Canale:             | CANALE | test-6 |         |   |
| Net2                | N2     |        | +99.99  | g |
| Controllo           | Check  | OK     |         |   |
| Numero del campione | n      | 7      |         |   |
| Canale:             | CANALE | test-7 |         |   |
| Net2                | N2     |        | +105.08 | g |
| Controllo           | Check  | TO2    |         |   |
| Numero del campione | n      | 8      |         |   |
| Canale:             | CANALE | test-8 |         |   |
| Net2                | N2     |        | +99.98  | g |
| Controllo           | Check  | OK     |         |   |
| Numero del campione | n      | 9      |         |   |
| Canale:             | CANALE | test-9 |         |   |
| Net2                | N2     |        | +99.99  | g |
| Controllo           | Check  | OK     |         |   |

Risultato:

|                                    |        |   |  |
|------------------------------------|--------|---|--|
| Numero di misurazioni              | MeasNo | 2 |  |
| Contatore totale                   | Total  | 9 |  |
| Contatore infer. alla tolleranza 2 | <TU2   | 0 |  |
| Contatore infer. alla tolleranza 1 | <TU1   | 0 |  |
| Contatore infer. alla tolleranza   | <TU    | 0 |  |
| Contatore OK                       | OK     | 8 |  |
| Contatore super. alla tolleranza   | >TO    | 0 |  |
| Contatore super. alla tolleranza 1 | >TO1   | 0 |  |
| Contatore super. alla tolleranza 2 | >TO2   | 1 |  |

Statistica:

|                                       |           |         |   |
|---------------------------------------|-----------|---------|---|
| Numero di componenti                  | n         | 9       |   |
| Valore medio                          | $\bar{x}$ | 100.551 | g |
| Media a lungo termine                 | MediaL    | 100.269 | g |
| Deviazione standard                   | s         | 1.698   | g |
| Coefficiente di variazione            | sRel      | 1.69    | % |
| Somma di tutti i valori               | Sum       | 904.96  | g |
| Valore più basso del componente (min) | Min       | 99.98   | g |



|                                      |            |          |   |
|--------------------------------------|------------|----------|---|
| Valore più alto del componente (max) | Max        | 105.08   | g |
| Differenza min e max                 | Diff       | 5.10     | g |
| Data/ora fine del report             | 09/06/2025 | 19:00:01 |   |
| Firma:                               |            |          |   |

---