



Costruttore	Costrut.	Sartorius
Numero di modello	Modello	MCA6202S-2S00-0
Numero di serie	N° ser.	0037302471
Versione del pacchetto	Pacchetto	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Nome dell'attività	Attività	App Packaging v.2 (Leo Pharma)
Versione QAPP	QAPP	2.0.0
ID 1 apparecchio	ID 1	LEOPHARMA
ID 2 apparecchio	ID 2	Bilancia XYZ
ID 3 apparecchio	ID 3	Rep Packaging
ID gruppo	Gruppo	LINEA XX
Data/ora inizio del report	06/06/2025	15:52:33

Iniziale:

Batch No:	Lotto	9404566754		
ID prodotto	ID prod.	LOCODASE-REPAIR 100 g		
Descrizione	Descr.	Crema Viso Collo		
Numero di valori di tara	nDefTare		10	
<u>Componenti:</u>				
Numero del campione	n	1		
Lordo	G		+28.41	g
ID memoria	ID mem.	400		
Numero del campione	n	2		
Lordo	G		+28.39	g
ID memoria	ID mem.	401		
Numero del campione	n	3		
Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	402		
Numero del campione	n	4		
Lordo	G		+28.39	g
ID memoria	ID mem.	403		
Numero del campione	n	5		
Lordo	G		+28.39	g
ID memoria	ID mem.	404		
Numero del campione	n	6		
Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	405		
Numero del campione	n	7		
Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	406		
Numero del campione	n	8		
Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	407		
Numero del campione	n	9		



Lordo	G		+28.40	g
ID memoria	ID mem.	408		
Numero del campione	n	10		
Lordo	G		+28.39	g
ID memoria	ID mem.	409		
<u>Risultato:</u>				
Peso dell'imballaggio vuoto (peso tara)	EWgt		28.40	g
<u>Iniziale:</u>				
ID prodotto	ID prod.	LOCOBASE-REPAIR 100 g		
Controllo	Contr.	Non distruttivo		
Tipo di prodotto	Tipo	Solido		
Controllare secondo	Contr.	Definito dall'utente		
Quantità nominale	Qnt.nom.	100.000000		g
Numero di campioni	nDef	9		
Peso della tara	PesoTara	28.4		g
Tolleranza inferiore 2	TU 2	93.0000000		g
Tolleranza inferiore 1	TU 1	94.0000000		g
Tolleranza inferiore	TU	95.0000000		g
Tolleranza superiore	TO	101.000000		g
Tolleranza superiore 1	TO 1	102.000000		g
Tolleranza superiore 2	TO 2	103.000000		g
<u>Componenti:</u>				
Numero del campione	n	1		
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo 1		
Net2	N2		+99.98	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.38	g
ID memoria	ID mem.	410		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	2		
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo 2		
Net2	N2		+99.98	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.38	g
ID memoria	ID mem.	411		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	3		
Canale	Canale	Canale 1 - Tubo 3		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	412		
Controllo	Check	OK		



Numero del campione	n	4		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-1		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	413		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	5		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	414		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	6		
Canale	Canale	Canale 2 - Tubo-3		
Net2	N2		+100.00	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.40	g
ID memoria	ID mem.	415		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	7		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-1		
Net2	N2		+100.02	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.42	g
ID memoria	ID mem.	416		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	8		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-2		
Net2	N2		+99.99	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.39	g
ID memoria	ID mem.	417		
Controllo	Check	OK		
Numero del campione	n	9		
Canale	Canale	Canale 3 - Tubo-3		
Net2	N2		+100.02	g
Tara manuale 2	PT2		+28.40	g
Valore lordo calcolato	GC		+128.42	g
ID memoria	ID mem.	418		
Controllo	Check	OK		
<u>Risultato:</u>				
Numero di misurazioni	MeasNo		6	
Contatore totale	Total		9	



Contatore infer. alla tolleranza 2	<TU2	0	
Contatore infer. alla tolleranza 1	<TU1	0	
Contatore infer. alla tolleranza	<TU	0	
Contatore OK	OK	9	
Contatore super. alla tolleranza	>TO	0	
Contatore super. alla tolleranza 1	>TO1	0	
Contatore super. alla tolleranza 2	>TO2	0	
Statistica:			
Numero di componenti	n	9	
Valore medio	$\bar{x}$	99.996	g
Media a lungo termine	MediaL	99.472	g
Deviazione standard	s	0.015	g
Coefficiente di variazione	sRel	0.02	%
Somma di tutti i valori	Sum	899.96	g
Valore più basso del componente (min)	Min	99.98	g
Valore più alto del componente (max)	Max	100.02	g
Differenza min e max	Diff	0.04	g
Data/ora fine del report	06/06/2025	15:54:59	
Firma:			