

Fabricant	Fabric.	Sartorius
Nom du modèle	Modèle	MCA6202S-2S00-0
Numéro de série	N°série	0037302471
Version du package	Package	09-03-09.01.07 CN:1CBD
Version de la QAPP	QAPP	1.2.3
Nom de la tâche	Tâche	Linkit® AX
ID 1 appareil	ID 1	NVS B1
ID 2 appareil	ID 2	987654321
ID 3 appareil	ID 3	1111

Initial:

ID de l'utilisateur	ID util.	Novartis User		
Nom du programme	NomProg	Diluent 2		
Numéro de matériau du liquide	Matériau	e		
Date d'expiration				
Type de liquide	Liquide	acqua		
Numéro de lot du liquide	Lot	oli		
Informations supplémentaires	Info			
Nombre de Linkit® AX	Nombre	1		
Poids cible total	Cible	50.00	g	
Vitesse du mouillage de filtre	Mouillage de filtre	0	rpm	
Vitesse de purge	Purge	50	rpm	
Vitesse de remplissage	Remplir	250	rpm	
Ralentir à (% plein)	Ralent.	90	%	
Jusqu'à la vitesse finale	Vit.fin.	150	rpm	
Vitesse de marche arrière	Arrière	5	rpm	

Poids de remplissage:

Compteur	n	1		
Démarrage du processus de remplissage	Démarrage du processus de remplissage	04/07/2025 12:04:59		
Arrêt du processus de remplissage	Arrêt du processus de remplissage	04/07/2025 12:07:06		
Numéro de lot du récipient	Numéro de lot du récipient	yhbynby		
Poids de correction	PoidsCor	0.50	g	
Poids de remplissage du sachet	Sachet	4.94	g	

Net	N		+49.87	g
Tare	T		+802.14	g
Valeur brute calculée	GC		+852.01	g
ID mémoire	ID mém.	431		

Statistiques:

Valeur min	Min		49.87	g
Valeur max	Max		49.87	g
Valeur moyenne	$\bar{x}$		49.870	g

Démarrage de l'application de remplissage	Démarrage de l'application de remplissage	04/07/2025 12:04:58
---	---	---------------------

Arrêt de l'application de remplissage	Arrêt de l'application de remplissage	04/07/2025 12:07:06
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------

Date/heure fin du rapport	04/07/2025	12:07:26
Signat.:		

Job ID	ID	
Nom de l'emploi	Nom	
Utilisateur de l'emploi	Utilisateur	
Dernier calibrage	Der.cal.	isoCAL
	04/07/2025	11:15:49
